

# Centrífuga eléctrica para prueba de grasa en leche

## Ref: 2045

### Especificaciones Técnicas:

- ✓ Para el método Gerber
- ✓ Capacidad 8 butirómetros volumétricos (1 tapón)
- ✓ 1.400 RPM
- ✓ Timer 0~5 min
- ✓ Freno
- ✓ 220V, 50Hz.
- ✓ Cubierta protectora de seguridad en plexiglass
- ✓ Construcción robusta
- ✓ Perfecto balanceo, marcha suave y silenciosa
- ✓ Para realizar pruebas con butirómetros volumétricos
- ✓ Recubrimiento anti-ácido
- ✓ Disposición Final: Realizar la debida separación de sus componentes y desechar adecuadamente\*\*
- ✓ Vida Útil: 3 a 24 meses, según su uso



\*\* Disposición final Aparatos electrónicos: Los consumidores de estos productos están legalmente obligados a devolver las pilas y/o baterías usadas a los puntos de recolección en su comunidad o a cualquier otro lugar donde se venden baterías y acumuladores. Se prohíbe el desecho en la basura o desperdicio del hogar. Se debe realizar su disposición final según la Política Nacional de Gestión Integral de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.